

Suma[®] Alu free

Vloeibaar machinaal reinigingsmiddel voor
middelhard water, veilig voor aluminium.

Productomschrijving

Suma Alu free L10 is een geconcentreerd vloeibaar machinaal reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijderingsresultaten in middelhard water.

Belangrijke eigenschappen

Suma Alu free L10 is een vloeibaar reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in de verschillende batch of tunnel machines en bedpanspoelmachines. Het product is speciaal bedoeld om te gebruiken in middelhard water. Het bevat een mengsel van alkali, kalkwerende bestanddelen, voor het effectief verwijderen van allerlei soorten vuil en corrosie inhibitors die het product geschikt maken om te gebruiken op zachte metalen zoals aluminium en zilver.

Voordelen

- Veilig voor gebruik op aluminium
- Verwijderd vuil en opgedroogd bloed
- Geschikt voor gebruik in gebieden met middelhard water
- Sterk geconcentreerd en daardoor zuinig in gebruik

Gebruiksaanwijzing

Suma Alu free L10 wordt gebruikt in combinatie met automatische doseerapparatuur van Diversey of de apparatuur zoals meegeleverd met de machine. De aanbevolen dosering is 1,5-4 ml per liter water, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Bij een correcte dosering kan kalkaanslag voorkomen worden in water tot 4-5°dH. Bij gebruik voor de eerste keer, spoel de pomp en slangen goed door om mogelijke kristallisatie te voorkomen.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Heldere vloeistof
pH (1% oplossing):	12,3
Relatieve dichtheid:	1,31

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden gebruikt.

Veilige hantering en opslag

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

In de oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Alu free L10 geschikt voor gebruik op de meeste, in ziekenhuizen voorkomende, materialen inclusief aluminium. Gebruik het product echter niet op voorwerpen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals koper, messing en rubber.

Goedkeuringen

Voorzien van CE-markering conform de richtlijn 93/42/ewg voor medische producten.

L10

